

## Der Twin-Block

Deine neue Zahnspange gehört zur Gruppe der so genannten „Aktiven Platten“ und erfüllt als Zusatzfunktion eine Lagekorrektur Deines Unterkiefers. Sie gehört ab sofort Dir und soll Deine Zähne und Deinen Kieferknochen in Form bringen.

### Erst einmal richtig kennen lernen.....

Es ist klar, dass Du erst einmal genau wissen willst, wie Deine neue Zahnspange funktioniert.

Natürlich hast Du schon festgestellt, dass einige knifflig aussehende Teile in die Kunststoffplatte eingearbeitet bzw. darin verankert sind und – richtig:

Jede Feder und jede Schraube hat eine spezielle Aufgabe:

a) **Halteklammern:**

Sie ermöglichen es, Deinen Twin-Block an den Zähnen festzuhalten.

b) **Dehn- und Stellschrauben:**

Sie bewegen einen oder mehrere Zähne in die von uns bestimmte Richtung.

c) **Drahtfedern:**

Sie verschieben einzelne Zähne.



d) **der Lippenbogen (= Labialbogen)**

Er ist sehr vielseitig. Er hält die Lippen von der Zahnreihe ab, damit sich die Zähne freibewegen können.

Manchmal ist er aber auch so gebaut, dass er die Frontzähne nach hinten bewegt oder Zahndrehungen beseitigt.

e) **seitliche Aufbisse mit Abschrägung**

Sie korrigieren die falsche Lage Deines Unterkiefers.



### Was soll die Zahnspange bewirken?

Der **Twin-Block** ist ab jetzt **Dein Partner** beim Geradestellen Deiner Zähne und beim Einstellen des richtigen Zusammenbisses.

Pause machen darf Dein Partner nur, wenn Du isst, Zähne putzt oder während der Schulzeit.

Abweichungen von dieser Regel musst Du immer mit uns besprechen (Klassenfahrten, Sport, etc.).

### Hältst Du auch, was Du versprichst?

Dein Twin-Block kann seine Wirkung nur bringen, wenn er seine Kraft ununterbrochen an Deinen Zähnen und Kiefern auslassen kann. Deshalb hat der **Twin-Block regelmäßig** nachmittags und nachts Arbeitszeit.

### Reinsetzen und Rausnehmen: ALLES ROUTINE !!!

Es ist spielend leicht, Deinen Twin-Block einzusetzen und herauszunehmen.

#### Die Oberkieferplatte:

Zum Einsetzen führst Du den Lippenbogen vor Deine Zähne und drückst die Platte mit beiden Daumen fest an den Gaumen.

Zum Entfernen ziehst Du Deine Platte mit den Zeigefingern an den ganz hinten liegenden Halteklammern von den Backenzähnen ab.

#### Die Unterkieferplatte:

Zum Einsetzen führst Du den Lippenbogen vor Deine Zähne und drückst die Platte mit beiden Zeigefingern fest nach unten.

Beim Herausnehmen ziehst Du die Platte mit Deinen Zeigefingern an den ganz hinten liegenden Halteklammern von den Backenzähnen ab.

### Das muss drin sein: Super Pflege und eine tolle Box

Genau wie Deine Zähne will auch Dein **Twin-Block sehr gut geputzt** werden. Dafür nimmst Du am besten eine separate Zahnbürste und etwas Seife.

Sollten sich mal härtere Beläge gebildet haben, gönne Deinem Twin-Block ein sprudelndes Bad in einer aufgelösten Reinigungstablette. Von uns erhältst Du heute ein „Cetron“-Reinigungspulver.

Seine Freizeit genießt der Twin-Block besonders, wenn er geputzt, trocken und luftig in einer Spangen-Box ausruhen kann. Er wird von Hand in stundenlanger Arbeit extra für Dich angefertigt. Er ist sehr wertvoll und sollte deshalb vor Beschädigungen geschützt werden.

### Übrigens.....

Sollte sich in Deinem Mund einmal eine Druckstelle bilden oder an Deinem Twin-Block mal etwas abbrechen, gib's nur eins:

Schnell anrufen – wir helfen Dir sofort.

Jetzt drücken wir Dir die Daumen und wünschen Dir viel Erfolg!

*Dein Praxisteam Dr. Astrid Nebgen*